

Istruzioni per l'uso

Intenzione d'uso:

Dentasafe™ è un dispositivo medico appositamente studiato per aiutare a prevenire i danneggiamenti dei denti durante le manovre di intubazione. Il rischio di danno dentale aumenta quando il paziente presenta una bocca piccola, denti prominenti, lingua larga, mento piccolo e scarsa igiene dentale. E' risaputo che la rottura di un dente è l'incidente più comune nella pratica quotidiana dell'anestesia*.

* **Anesthesia Intensive Care 1987; 15: 262-8**

Utilizzo:

L'uso di Dentasafe™ non modifica il vostro approccio al laringoscopia. Dentasafe™ aggiunge un semplice passo nella procedura di laringoscopia. Prima di introdurre nella bocca del paziente la lama del laringoscopia, applicare una striscia adesiva Dentasafe™ prelevandola dal supporto presente della busta sigillata. Ci sono due strisce adesive Dentasafe™ in ogni busta. Prelevare la striscia adesiva mediante la linguetta blu ed applicarla sulla flangia della lama del laringoscopia avendo cura che la linguetta blu sia indirizzata verso il manico. E' importante valutare bene la conformazione del paziente al fine di utilizzare la lama del laringoscopia più appropriata in merito alle dimensioni ed alla forma. A seconda della conformazione del paziente e della scelta della lama, la striscia adesiva Dentasafe™ dovrà essere posizionata nel punto in cui l'arcata dentale superiore viene normalmente in contatto con la lama di acciaio. Assicuratevi di premere leggermente la striscia sulla lama per assicurarne l'adesione.

Dentasafe™ si adatta alla maggior parte delle lame da adulti sia dritte che curve.

Attenzione: Dentasafe™ potrebbe cadere nella bocca del paziente rappresentando un pericolo di soffocamento. E' importante assicurarsi che l'intera superficie adesiva della striscia Dentasafe™ sia a contatto con la lama. Se una porzione qualsiasi della superficie della striscia Dentasafe™ fosse staccata, la stessa potrebbe rimuoversi e cadere nella bocca del paziente. Non utilizzare la striscia adesiva Dentasafe™ se questa non dovesse attaccarsi per tutta la sua superficie alla lama del laringoscopia.

Una volta applicata Dentasafe™ alla lama si può procedere con l'intubazione. Dentasafe™ impedisce che i denti superiori vengano in contatto diretto con l'acciaio della lama. Dentasafe™ è dotata di una superficie adesiva molto forte e resistente che ne impedisce lo slittamento o la caduta quando posizionata correttamente. In più è costituita da un materiale resistente, elastico e latex free che, nella maggior parte dei casi, impedisce che il dente la penetri. Durante la procedura di laringoscopia, se ci fossero dei movimenti in avanti o all'indietro della lama, Dentasafe™ può proteggere il dente dal danneggiamento involontario. Nel caso in cui questi movimenti fossero necessari per eseguire un'intubazione difficile, l'anestesista potrà essere più deciso e sentirsi più sicuro poiché il dente sarà adeguatamente protetto.

Una volta completata la procedura di intubazione, rimuovere la striscia Dentasafe™ dalla lama prendendola dalla linguetta blu e smaltirla in modo appropriato. Dentasafe™ non lascia alcun residuo di colla sulla lama del laringoscopia. E' importante non riutilizzare la striscia Dentasafe™ una volta applicata sulla lama.

Dentasafe™ è un prodotto monouso. Una seconda striscia è fornita nella confezione qualora fosse utilizzata una seconda lama per lo stesso paziente. Inoltre, se si teme per i denti inferiori durante l'operazione di laringoscopia, la seconda striscia può essere applicata sul bordo inferiore della lama stessa. In questo modo verranno utilizzate due strisce a protezione sia dei denti superiori che di quelli inferiori. Consigliamo di applicare Dentasafe™ anche per i pazienti senza denti. Questa manovra potrà prevenire il danneggiamento della gengiva derivante dalla pressione diretta della lama di acciaio sulla gengiva superiore. Dentasafe™ NON E' progettato per evitare la completa rimozione del dente o per i casi di denti instabili. Dentasafe™ è una facile soluzione ad un problema comune. Quando usato correttamente può significativamente ridurre il rischio di danneggiamento dei denti durante la laringoscopia, specialmente nei casi di intubazioni difficili; perché correre il rischio?



Made in USA By Salmon Medical innovations, LLC

903 Willowleaf Way. Rockville, MD 20854 USA Phone: 301-279-2596 www.salmonmedical.com



EMERGO EUROPE

Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

