

MB-001B Mezzo Busto BLS Practi-MAN

Codice: MB-001B

Produttore: Accurate



[customgallery] Mezzo busto BLS-D ADULTO ideale per la pratica dell'RCP realistica. Questo mezzo busto per RCP è robusto, costruito con punti di reperi realistici e a grandezza naturale con vie aeree realizzate in unico elemento sostituibile per un programma BLS ad alta qualità.

Caratteristiche:

- Testa, collo e mandibola completamente articolati che permettono l'oscillazione della testa, l'innalzamento del mento e iperestensione del capo;
- Vie aeree sostituibili;
- Vie aeree bloccate quando la testa è flessa in avanti;
- Aumento di volume del petto realistico durante l'inspirazione;
- Resistenza toracica realistica al massaggio cardiaco esterno;
- Possibilità di valutazione uditiva del massaggio attraverso regolatore posizionato nella parte posteriore del manichino;
- Possibilità di posizionamento delle piastre di un AED trainer per corsi BLS-D.

Include:

- N°1 Manichino BLS-D PractiMan;
- N°5 Vie respiratorie di ricambio per manichino;
- N°2 Valvole oro-nasali;
- N°1 Borsa di trasporto;
- N°1 Manuale d'istruzioni.

