

Mezzo Busto Adulto per BLS

Codice: S308

Produttore: Gaumard



CPR Simon® S308 BLS è un mezzo busto RCP di alta qualità progettato per durare a lungo: è robusto, caratterizzato da una struttura solida, dimensioni reali, punti di riferimento anatomici realistici e vie aeree mono-uso.

Caratteristiche

- Vie aeree in un unico pezzo mono-uso per un'igiene elevata.
- 10 vie aeree-monouso incluse.
- Testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono l'iperestensione.
- Vie aeree bloccate quando la testa è piegata in avanti.
- Cavità toracica facilmente accessibile con cassa toracica, polmoni e cuore per maggiore realismo e pratica della manovra di Heimlich.
- Sollevamento realistico del torace.
- Punti di polso arterioso carotideo e femorale.
- Occhi che si aprono e si chiudono (disponibili occhio normale e dilatato).

Sono inoltre inclusi:

- Manuale di istruzioni.
- Borsa per il trasporto in nylon particolarmente resistente e ultraleggera per facilitare il trasporto.