

Manichino Pediatrico (5 - 10 anni) per BLS

Codice: S151

Produttore: Gaumard



Caratteristiche

- Testa e mascella completamente articolate, con denti e lingua.
- Vie aeree monouso.
- Vie aeree bloccate quando la testa è in avanti.
- Cavità toracica facilmente accessibile con polmoni e cuore.
- Espansione realistica dei polmoni.
- Quattro punti di pulsazione arteriosa.
- Occhi aperti e chiusi in orbite realistiche per scopi oftalmici.
- Presenta un occhio normale e un occhio dilatato.
- Siti di puntura intramuscolare.
- Include borsa per il trasporto e manuale istruzioni.