

Manichino Neonatale per BLS

Codice: S101

Produttore: Gaumard



Caratteristiche

- Manichino neonato a corpo intero.
- Testa completamente articolata con mascella e lingua.
- 6 vie respiratorie monouso incluse.
- Vie aeree bloccate quando la testa è piegata in avanti.
- Cavità toracica facilmente accessibile con cassa toracica, polmoni e cuore.
- Sollevamento realistico del torace.
- Punti di polso arterioso simulato con pompetta.
- Pelle della faccia morbida e realistica al tatto.

Sono inoltre inclusi:

- T-shirt e pantaloncini.
- Manuale di istruzioni.
- Borsa per il trasporto in nylon particolarmente resistente e ultraleggera per facilitare il trasporto.