

# Manichino Adulto per BLS con Modulo Omni

**Codice: S311**

**Produttore: Gaumard**



CPR Simon® S311 BLS è un manichino RCP di alta qualità progettato per durare a lungo: è robusto, caratterizzato da una struttura solida, dimensioni reali, punti di riferimento anatomici realistici e vie aeree mono-uso.

## Caratteristiche

- RCP realistica
- Vie aeree in un unico pezzo mono-uso per un'igiene elevata.
- 10 vie aeree-mono-uso incluse.
- Testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono l'iperestensione.
- Vie aeree bloccate quando la testa è piegata in avanti.
- Cavità toracica facilmente accessibile con cassa toracica, polmoni e cuore per maggiore realismo e pratica della manovra di Heimlich.
- Sollevamento realistico del torace.
- Punti di polso arterioso carotideo e femorale.
- Occhi che si aprono e si chiudono (disponibili occhio normale e dilatato).
- Gomiti, polsi, ginocchia e caviglie snodati per garantire un elevato realismo.
- Separabile in 2 pezzi all'altezza della vita per un facile immagazzinamento e trasporto.

## Sono inoltre inclusi:

- Manuale di istruzioni.
- Borsa per il trasporto in nylon particolarmente resistente e ultraleggera per facilitare il trasporto.
- Controller OMNI per monitoraggio RCP.

## Sistema di Monitoraggio RCP Omni

Connettendo il controller OMNI al simulatore è possibile monitorare frequenza e profondità delle compressioni cardiache e delle ventilazioni in tempo reale. Visualizza i feedback delle manovre dinamiche di RCP con barre luminose sullo schermo del tuo Omni o sul monitor del tuo PC.