



Trendelenburg Black Pad

Posizionatore spalle/capo + pad antiscivolo

cod. GP EPTREND01
cod. GP SMP1885-51

seguici:





WWW.EMIMED.IT

Questo posizionatore è progettato per la stabilizzazione e la protezione del capo e delle spalle del paziente sottoposto a chirurgia che preveda un posizionamento in trendelburg per:

- stabilizzare il paziente quando i piedi sono più alti rispetto al capo fino a 15-30°;
- per supportare il paziente quando l'inclinazione del tavolo operatorio è tra i 30 ed i 45°;
- per mantenere in posizione pazienti bariatrici durante le procedure operatorie.

Il supporto per il capo e per le spalle può essere associato al materassino anti-scivolo o può altresì essere utilizzato da solo. Il nostro sistema composto dai supporti capo/spalle e tappetino Black Pad rappresenta la soluzione ideale per la protezione e stabilizzazione del paziente da sottoporre a procedura chirurgica in posizione Trendelburg.

Ogni componente può essere facilmente fissato, in base alle specifiche esigenze, sull'apposita tavola in PVC che dovrà essere precedentemente posizionata e serrata al tavolo operatorio tramite l'apposita cinghia.

Le PADS radiotrasparenti sono realizzate con foam ad alta resilienza unita ad uno strato superiore di 10mm di spessore di gel viscoelastico; il tutto è ricoperto da una pellicola di neoprene waterproof di ben 4mm.

Le PADS sono realizzate e concepite per garantire il massimo comfort possibile. Completamente latex free e phthalate free, il prodotto gode di una garanzia di 3 anni.

GUARDA IL VIDEO
Trendelenburg Black Pad



Materiali

- PVC ad alta resistenza (tavola in PVC)
- FOAM ad alta resilienza HR35
- cover in Neoprene (4 mm) "waterproof"
- gel viscoelastico intrecciato poliuretano (10 mm)
- cover in neoprene (4 mm) "waterproof"

Dimensioni

supporto per il capo e per le spalle (PADS)

taglia unica universale (600mm x 250mm x 250mm)

tappetino Black Pad

taglia unica universale (850mm x 510mm x 18mm)



Emimed srl

Via L.Pasteur, 16/A 42122 Reggio Emilia (Italy)
P.I. / C.F. 02048200352
tel: (+39) 0522 515306 fax: (+39) 0522 0131162
@: info@emimed.it
web: www.emimed.it

