

S-CUTTM

Attrezzo da taglio per situazioni d'emergenza

L'attrezzo da taglio S-CUT è stato sviluppato per un immediato utilizzo in tutte le situazioni di emergenza.

Utilizzabile con una sola mano è perfetto per tagliare e rimuovere velocemente, senza rischi per paziente ed operatore capi in pelle, cinghie, cinture di sicurezza tute da motociclista ed altri materiali similari.

S-CUT sostituisce forbici, cutter ed altri attrezzi analoghi spesso impropriamente utilizzati.

Dotato di lama facilmente intercambiabile garantisce prestazioni eccellenti nel tempo.


Realizzato con materiali di altissima qualità: acciaio inossidabile, alluminio anodizzato rosso e plastica resistente al calore fino a 100° C. Tutti i componenti sono facili da rimuovere per la sostituzione o la pulizia, l'eventuale uso di detergenti aggressivi può danneggiare il trattamento della superficie ma non hanno effetto sulla capacità di taglio dello strumento.



Il "Belt Clip", supporto per cintura, ne permette un pratico e sicuro trasporto



Disponibile anche nella versione "MINI", caratterizzata da peso ed ingombro inferiore.



Taglia facilmente capi in pelle, cinture ed altri materiali similari.

CODICE	DESCIZIONE	CONF.
EMI 200-010	SCUT (Peso 435 gr. – lunghezza 239 mm.)	1 pz.
EMI 200-020	MINI SCUT (Peso 170 gr. – lunghezza 178 mm.)	1 pz.
EMI 200-011	Lama di ricambio	5 pz.
EMI 200-012	Supporto protettivo bianco	5 pz.
EMI 200-021	BELT CLIP (adatto sia per SCUT che MINI SCUT)	1 pz.

Importatore esclusivo:
EMIMED TECH S.r.l.

Via Gramsci 104/F - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/515306 - Fax 0522/0131162
Website: www.emimed.it - Email: info@emimed.it



MADE IN SWEDEN

Distribuito da: