

# Trauma Transfer™ TT Cover™

Per una veloce e sicura immobilizzazione durante i trasferimenti intraospedalieri del paziente politrauma

**TRAUMA TRANSFER** è una barella imbottita, con struttura in fibra di carbonio, specifica per uso intraospedaliero, adatta a tutti i pazienti traumatizzati. **Riduce i rischi di lesioni da decubito e rende più sicuri e veloci i trasferimenti del paziente** durante lo svolgimento di tutti gli esami necessari quali TAC, X-Ray etc.



**TT COVER** è una copertura monouso, con supporto per la testa integrato, specificatamente progettata per l'utilizzo in combinazione con Trauma Transfer. **Garantisce igiene, sicurezza ed evita dispersione del calore.**

**Trauma Transfer™** è adatta a tutti i pazienti traumatizzati. La sua particolare imbottitura consente di lasciare il paziente sull'asse anche per ore minimizzando il rischio di lesioni da decubito. La sua efficacia sarà dipendente da vari fattori quali, a puro titolo di esempio: dimensioni e peso del paziente, livello di incoscienza, grado di compromissione della circolazione periferica, ecc.

Trauma Transfer™ è dotata di maniglie laterali e di fondo piatto. Tali caratteristiche permettono di spostare il paziente, una volta immobilizzato, facendolo scivolare anziché sollevandolo, riducendo lo sforzo ed il rischio di traumi del personale

**Trauma Transfer Cover™** è una coperta monopaziente con sistema di immobilizzazione del capo integrato, da utilizzarsi esclusivamente in combinazione con la barella intra-ospedaliera Trauma Transfer, ed è stata progettata per ottenere una sicura e duratura immobilizzazione del paziente traumatizzato.

I materiali che compongono la coperta consentono di ridurre la perdita di calore oltre ad impedire la contaminazione del materasso e della barella sottostante; in aggiunta garantiscono una elevata resistenza alle forze di trazione necessarie alla movimentazione del paziente. Il sistema di immobilizzazione del capo, integrato nella coperta monopaziente, è dotato di strip a velcro per il fissaggio nella zona della fronte e, tramite il collare, del collo.

Sia Trauma Transfer che TT Cover sono disponibili anche nella versione pediatrica

**TT Head Fix** - Qualora non si ritenesse necessario utilizzare una copertura completa per il Trauma Transfer è disponibile anche il solo sistema di fissaggio del capo



Codice	Descrizione	Conf.
EMI 200-100	TRAUMA TRANSFER	1 pz.
EMI 200-110	TRAUMA TRANSFER PEDIATRICO	1 pz.
EMI 200-104	Set 4 cuscini per il fissaggio del bacino	1 set
EMI 200-105	Set 3 fasce di fissaggio di ricambio	1 set
EMI 200-101	TRAUMA TRANSFER COVER	12 pz.
EMI 200-102	TRAUMA TRANSFER COVER PEDIATRICO	12 pz.
EMI 200-103	TT HEAD FIX	50 pz

**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:**

**EMIMED TECH S.r.l.**

Via Gramsci 104/F - 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 - Fax 0522/0131162

Website: [www.emimed.it](http://www.emimed.it) - Email: [info@emimed.it](mailto:info@emimed.it)

PATENT PENDING



Distribuito da: